





'It is time to move forward'

It is time to move forward – damit ist sicherlich die Ergänzung unserer Kollektion Spezialschuhe für Diabetiker gemeint!

Wir stellen Ihnen hier 17 modische Diabetikerschuh-Modelle für Damen vor. 13 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere neue, sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. Die 4 anderen Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet und diese werden von uns als Hausschuhe empfholen bei der Versorgung ihrer Patienten. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und anzupassen. Auch finden Sie in diesem Katalog 13 Diabetikerschuh-Modelle für Herren.

8 Modelle aus unsere Damen-Kollektion und 8 Modelle aus unserer Herren-Kollektion sind jetzt in 2 Weiten ab Lager verfügbar!

Alle Modelle sind auch in 1/2 Größen ab Lager sofort lieferbar.

Spezialschuhe für Diabetiker

GKV-Abrechnungsfähig mit der Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010

Die Hilfsmittelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.-Nr.: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenversteifung Art. 9114 und 9115.

KOLLEKTION 2019

DAMENSCHUHE DAMENSCHUHE





7004 Ilse Lace

Größen: 3−9 (UK) Auch ½ Größen

Leisten: N180K/M Laufsohle: PU Sport

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

 $\mathbf{K} = normal$ $\mathbf{M} = \text{weit}$



Art. 70054.2.414

 Taupe Leder mit taupe Stretchsilky-Leder Weite: K



Art. 70054.2.801

Grau Fantasy Wildleder mit grau Stretchsilky-Leder Weiten: K/M



Art. 70054.3.001

Schwarz Fantasy Wildleder mit schwarzem Stretchleder Weite: K



 Taupe Fantasy Leder mit taupe Stretchsilky-Leder Weite: K

7006 Irma Lace

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N180**K/M** Laufsohle: PU Sport

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21



Art. 70056.2.430

 Sand Nubuk/Leder mit Sand Stretchsilky-Leder Weiten: K/M



K = normal

 $\mathbf{M} = \text{weit}$

Art. 70056.4.001

Schwarz Leder / Nubuk mit schwarzem Stretchnubuk Weiten: K/M



Art. 70056.3.101

Weiss /Silver Leder mit weissem Stretchleder Weite: K

SPEZIALSCHUHE FÜR DIABETIKER KOLLEKTION 2019

DAMENSCHUHE DAMENSCHUHE







Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N180**K/M**

Laufsohle: PU Sport

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

 $\mathbf{K} = normal$ $\mathbf{M} = \text{weit}$



Art. 70057.2.430

Sand Leder mit Sand Stretchsilky-Leder Weite: K



Art. 70057.2.417

■ Taupe Fantasy Leder mit taupe Stretchsilky-Leder Weiten: **K/M**



Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder Weiten: K/M



DAMENSCHUHE





7000 Ingrid Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N180**K/M**

K = normalM = weit

Laufsohle: PU Sport / EVA Leichtgewicht Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

Art. 70053.2.001 Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder Weiten: K/M Weiten: K/M ACHTUNG ACH

Art. 70053.2.830

Anthrazit (grau) Leder mit anthrazit Stretchsilky-Leder Weiten: K/M | Laufsohle: EVA





7102 Polish Velcro

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N180K

Laufsohle : EVA Leichtgewicht

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21



Art. 70037.4.001

Schwarz Leder mit schwarzem Stretchnubuk



Art. 70037.4.501

Taupe Leder mit taupe Stretchnubuk Weite: K

7001 Carmen Lace

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N180**K**

Laufsohle: EVA Leichtgewicht

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21



Art. 70052.2.001

 Schwarz Leder mit schwarzem Stretchsilky-Leder Weite: K

 $\mathbf{K} = \text{normal}$

K = normal



7201 Isa

Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N180**K** Laufsohle: PU Sport

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

 $\mathbf{K} = \text{normal}$



7203 Claudia Lace (mit Reißverschluss)


Größen: 3 – 9 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N180**K/M**

Laufsohle: PU Sport

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

 $\mathbf{K} = \text{normal}$ $\mathbf{M} = \text{weit}$











HERRENSCHUHE HERRENSCHUHE





7504 San Francisco

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N39K

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro. Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

 $\mathbf{K} = normal$ $\mathbf{M} = \text{weit}$



Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39K - N39M

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

Art. 70206.2.227 Weiten: K/M Dunkelblau Nubuk mit schwarzem Leder und Stretchsilky-Leder in blau.

7700 Brave Lace

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39K - N39M

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normal $\mathbf{M} = \text{weit}$



Art. 70207.2.815

Grau Nubuk mit Stretchsilky-Leder in grau.

7700 Brave Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39K – N39M Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro. Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

K = normal $\mathbf{M} = \text{weit}$



SPEZIALSCHUHE FÜR DIABETIKER **KOLLEKTION 2019** 12 13 HERRENSCHUHE





7701 Challenger (mit Reißverschluss)

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

 $\mathbf{K} = \text{normal}$

Leisten: N39K Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro . Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

Art. 70205.2.292
Weite: K

Dunkelblau Nubuk mit grau Nubuk und Stretchsilky-Leder in blau

7702 Traveller Lace (mit Reißverschluss)

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39K

Laufsohle: sportlicher Leichtgewicht EVA-Laufsohle mit Zwischensohle aus Micro-Poro.

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21



 $\mathbf{K} = \text{normal}$



SPEZIALSCHUHE FÜR DIABETIKER KOLLEKTION 2019

HERRENSCHUHE





7503 Sailor Lace

Größen: 6 — 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39**K** – N39**M** Laufsohle: PU

Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

K = normalM = weit

Art. 70200.2.801 Weiten: K/M Grau Leder mit s



7503 Sailor Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39**K** – N39**M** Laufsohle: PU

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

Art. 70201.2.301 Weiten: **K/M**

Braun Leder mit braun Stretchsilky-Leder



7501 Orlando Lace

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39**K** - N39**M** Laufsohle : PU

Passende Sohlenversteifunge : siehe Seite 21

K = normal **M** = weit

Art. 70202.3.001 Weiten: **K/M**

Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder

ACHTUNG

ACHTUN

7501 Orlando Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39K - N39M

Laufsohle: PU

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

Art. 70203.3.001 Weiten: **K/M**

Schwarz Leder mit schwarzem Stretchleder



HERRENSCHUHE





7602 Olav Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N39**M** Laufsohle: PU Passende Sohlenversteifungen: siehe Seite 21

 $\mathbf{M} = \text{weit}$

Art. 70204.3.001 Weite: M



7508 Stone Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen

Leisten: N39K Laufsohle: PU

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21





7600 Tough Velcro

Größen: 6 – 12 (UK) Auch 1/2 Größen Leisten: N39**K** Laufsohle: PU

Passende Sohlenversteifungen : siehe Seite 21

K = normal











NIMCO Made4You

Spezialschuhe für Diabetiker

Nimco Made4You produziert und vertreibt
Spezialschuhe in unterschiedliche Ausführungen
und für mehrere Indikationsbereiche. Unser Ziel ist,
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Füße zu
gewährleisten. Die Herstellung von Schuhen mit
perfekter Passform ist unsere Motivation, um so
einen Beitrag zu einer besseren Mobilität für unsere
Kunden zu leisten. Dies wird zu einer besseren
Lebensqualität führen. Eine wichtige Voraussetzung,
um dieses zu verfolgen ist die Verbindung zwischen
unserem Unternehmen, unserer Mitarbeiter und
unserer Kunden!

Nimco Made4You weiß wie man geht!

Mit mehr als hundert Jahren Erfahrung (1904), sind wir stolz sagen zu können, dass wir wesentliche Erfahrung beim Verkauf und der Produktion von Schuhen haben. Unsere Produktionsabteilung arbeitet mit erfahrenen und ausgebildeten Orthopädie-Schuhtechnikern. Unser Werk - Nimco **Portugal** – liegt im Zentrum der portugiesischen Schuhindustrie. Hier legen wir großen Wert auf die Fortbildung unserer Mitarbeiter, um unsere hohen Qualitätsansprüche zu gewährleisten. Nimco Made4You Portugal ist ein von APCER zertifiziertes Unternehmen. Die ISO-9001 Qualitätssicherung, ISO-14001 Umweltschutz-Sicherung und ISO-18001 Hygiene- und Arbeitsschutz-Sicherung gehören zu unseren Normen. Unsere Produktion ist konform mit der Norm und stimmt mit den FU-Richtlinien überein. Als Firmengruppe ist Nimco Made4You schon seit Jahren ISO-9001 zertifiziert und führend bei der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von orthopädischen- und Spezialschuhen.

Besonderheiten:

- vielfältige Modellauswahl ab Lager lieferbar.
- mehrere Weiten neben die Standard Weite
 K sind auch 8 Damen-Modelle und 8 Herren-Modelle in eine M-Weite lieferbar.
- ideale Passform alle Schuhe werden über eigens entwickelte Naturform Leisten gebaut.
 In der Ferse haben wir die Form des Leistens einem schlankerem Rückfuss angepasst um den Schlupfeffekt zu vermeiden und so eine optimale Passform zu erzielen.
- herausnehmbares Kork/Leder Fußbett und ein Platzhalter aus Kork.
- separater Versteifungssohlen auf Wunsch lieferbar – also nicht fest im Schuh integriert.
- spezielles Diabetikerfutter atmungsaktiv, waschbar und hautfreundlich.
- Xsensible-Inside-Stretchleder zum optimalem Komfort!
- spezielles Diabetikerfutter atmungsaktiv, waschbar und hautfreundlich.
- Ausreichend Platz für individuelle Einlagen-Versorgung bzw. Diabetes adaptiertes Fußbett (10MM) – auf Wunsch können die Schuhe mit extra Raum für die Bettung ausgerüstet werden. (Sonderanfertigung)

Indikationsbereiche:

Diabetische Polyneuropathie mit ausgeprägter Neuropathie (Sensibilitätsverlust) und ausgeprägter Angiopathie (Durchblutungsstörungen), verbunden mit bereits vorhandenen oder abgeheilten Ulcera und/oder sonstigen mechanischen Irritationen, die zu regionalen Druckspitzen führen.



Sohlenversteifungen VIPREX®

Bitte geben Sie die gewünschte Größe bei Ihrer Schuhbestellung an und fordern Sie die Verarbeitungsanleitung mit!

Passgenaue Versteifungssohle aus innovativem Glasfaser-Polypropylen. Extrem geringe Materialstärke bei höchster Steifigkeit dank neuester Entwicklung. Einfach und Gesundheit schonend in der Verarbeitung.

Erhältliche Größen:

Damen I Art. 9114/1 für Schuhgröße 3-4,5 Damen II Art. 9114/2 für Schuhgröße 5-7,5 Damen III Art. 9114/3 für Schuhgröße 8-9,5 Herren I Art. 9115/1 für Schuhgröße 6-7,5 Herren II Art. 9115/2 für Schuhgröße 8-10,5 Herren III Art. 9115/3 für Schuhgröße 11-12,5

Tipp: Um bei den Damenschuhen eine

VIPREX®

noch festere Sohlenversteifung zu erzielen, verwenden Sie eine Herren-Versteifungssohle.

Diese hat eine höhere Steifigkeit.

Hinweis: Beachten Sie bei allen unseren

Diabetiker-Schutzschuhmodellen, die

HIMI-Nr. 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in

Verbindung mit der oben genannten Versteifungssohle!

Die Hilfsmittelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.-Nr.: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenversteifung Art. 9114 und 9115.

'Xsensible Inside' Stretchleder

Die Vorteile und Eigenschaften:

- Die Technologie sorgt dafür, dass sich das Leder 70% in der Breite, aber nur 30% in der Länge dehnt. Tests haben gezeigt, dass das Leder auch nach 500.000 Schritten immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.
- Die oberste Schicht ist aus echtem Leder und die unteren Schichten sind aus Lycra aufgebaut mit einem natürlichen Latex-Schaum-Material dazwischen.
- Alle Schuhe aus dieser Katalog sind mit dieser Xsensible-Inside-Technologie ausgerüstet, sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- Xsensible-Inside Stretchleder hat die besondere Eigenschaft das dieses Material atmungsaktiv ist und für ein optimales Fußklima sorgt.







WATER-REPELLENT



LIGHTWEIGHT

SPEZIALSCHUHE FÜR DIABETIKER KOLLEKTION 2019





Maß Tabelle für Damenleisten N180K (normal)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
31/2	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
41/2	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
51/2	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
61/2	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
71/2	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
81/2	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

Maß Tabelle für Damenleisten N180M (weit)

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
3	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
31/2	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
41/2	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
51/2	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
61/2	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
71/2	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
81/2	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.

Maß Tabelle für Herrenleisten N39K (normal)


Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
61/2	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
71/2	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
81/2	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
91/2	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
101/2	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11	304,9	109,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
111/2	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Starke der Bettung. Die Schuhe haben einen Bettungsstarke von zirka 10MM. Der Ballenmass / Spanmass / Fersenmass ist beim Schuhe also 20MM mehr als in der Tabelle angegeben.


Maß Tabelle für Herrenleisten N39M (weit)

N39M	1	2	3	4	5	6	7	8
6	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

Massangaben sind netto - ohne Einlagenstärke!



- 1 Länge der Brandsohle
- 2 Breite am Ballen
- 3 Ballenmaß
- 4 Spannmaß
- 5 Fersenmaß 6 Zehenhöhe
- 7 Fersensprengung
- 8 Zehensprengung



SPEZIALSCHUHE FÜR DIABETIKER **KOLLEKTION 2019** Passionate about your feet.

WWW.NM4Y.COM

Kundenservice +31 (0)24 684 80 90

Nimco Made4You, B.V.

Oude Kleefsebaan, 119 6572 AK Berg en Dal | The Netherlands

Tel.: +31 (0)24 684 80 90 Email: sales@nm4y.com Medizinproduktberater:

Herr O.J.A. Toornend (OSM) Herr F.H.T. Kruitwagen

Email: f.kruitwagen@nm4y.com

NM4Y is a registred trademark. © All rights reserved