



Spezialschuhe für Diabetiker

PURE CARE KOLLEKTION 2023 - 2024

www.nm4y.com

NIMCO MADE FOR YOU

It is time to move
forward – there's a whole
world at your feet!
damit ist sicherlich
die Ergänzung unserer
Kollektion NIMCO Pure
Care Spezialschuhe für
Diabetiker gemeint!



Wir stellen Ihnen hier 21 modische Diabetikerschuh-Modelle für Damen vor. 14 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. 4 Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet und desweiteren finden Sie auch attraktiven Hausschuhe. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und zurichtbar.

KOLLEKTION 2023-2024

Funktionalität und Mode sind für uns untrennbar!

Wir nehmen Sie mit auf eine weitere Reise zur Bequemlichkeit und Design.



SIE FINDEN IN DIESEM KATALOG AUCH 20 DIABETIKERSCHUH-MODELLE FÜR HERREN.

- Die meisten Schuhe aus diesem Katalog sind mit unserer "Xsensible-Inside Stretchleder Technologie" ausgerüstet und sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- "Xsensible-Inside Stretchleder" hat die besondere Eigenschaft, dass dieses Material atmungsaktiv ist und sorgt für ein optimales Fußklima.
- Unsere Diabetiker-Schuhmodelle sind in 4 Weiten und jeweils in 1/2-Größen erhältlich. Beachten Sie hierzu bitte auch den Weiten-Hinweis auf Produktionsartikeln (Einzelfertigung).

Spezialschuhe für Diabetiker

GKV-Abrechnungsfähig mit der Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010

Die Hilfsmittelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.Nr: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenversteifung Art. 91114 und 91115..

Unsere Spezialschuhe gehen über Funktionalität hinaus. Wir wissen, dass Stil eine entscheidende Rolle bei der Selbstdarstellung spielt. Deshalb vereinen unsere Schuhe ergonomische Unterstützung mit modernem Design. Jede Naht, jede Kurve und jede Farbe wird sorgfältig ausgewählt, um eine nahtlose Mischung aus Komfort und Mode zu schaffen. Erleben Sie die Freude am selbstbewussten Gehen in dem Wissen, dass Ihre Schuhe nicht nur Ihre Füße pflegen, sondern auch Ihre Individualität widerspiegeln.

Walk Better,
Feel Amazing,
Live Well.



PURE CARE

by NIMCO

PURE CARE

MADE 4 YOU

www.nm4y.com

06

1. DAMENSCHUHE

08

Schnürschuhe

14

Schuhe mit Klettverschluss

18

Stiefel

22

Hausschuhe

26

2. HERRENSCHUHE

28

Schnürschuhe

33

Schuhe mit Klettverschluss

38


Stiefel

42

Hausschuhe

DAMENSCHUHE

PURE CARE 2023-2024









SHARON LACE



DAMENSCHUHE ART. 7006

1 ART.: 70060.3.126
REF.: Weiss/Blau Leder mit
Blau Stretch Leather
WEITEN: K/M

2 ART.: 70060.2.825
REF.: Pasma Krok Leder
mit Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

3 ART.: 70060.3.155
REF.: Weiss/Reptile Leder mit
Weissem Stretchleder
WEITE: K

4 ART.: 70060.2.249
REF.: Dunkelblau Nubuk/Silver Leder
mit Blau Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

5 ART.: 70060.2.002
REF.: Schwarz Leder/Nubuk mit
schwarzen Strechnubuk
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9(UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

11

NIMCO



GENTLE



DAMENSCHUHE ART. 7004

1 ART.: 70061.2.417
REF.: Taupe Fantasy Leder mit
Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 3 - 7 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUF SOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 48

K=NORMAL *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



ILSE LACE

DAMENSCHUHE ART. 7004

I ART.: 70054.2.801
REF.: Grau Nubuk Fantasy Leder
mit Grau Stretchnubuk
WEITE: K



IRMA LACE

DAMENSCHUHE ART. 7006

1 ART.: 70056.2.430
REF.: Sand Nubuk/Leder mit
Sand Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

2 ART.: 70056.4.001
REF.: Schwarz Leder/Nubuk mit
Schwarzem Stretchnubuk
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUF SOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUF SOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL *

*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



JOY VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7001

1 ART.: 70400.2.417
REF.: Taupe Fantasy Leder mit
Stretchsilky-Leder
WEITE: K

2 ART.: 70400.2.099
REF.: Schwarz Fantasy Leder mit
Schwarzem Stretchsilky-Leder
WEITE: K

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M/O | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT | O = 16MM *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



ILKE VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7102

1 ART.: 70057.2.430
REF.: Sand Leder mit Sand
Stretchsilky-Leder
WEITE: K

2 ART.: 70057.2.417
REF.: Taupe Fantasy Leder
mit Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

3 ART.: 70057.2.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M und O*.

*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.

GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

17

NIMCO



1.



INGRID VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7000

I ART.: 70053.2.001
REF.: Schwarz Leder mit Schwarzem
Stretchsilky- Leder
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M LAUF SOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUF SOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M= WEIT*

*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



FANCY 

DAMENSCHUHE ART. 7200

1 ART.: 70500.2.430
REF.: Sand Nubuk mit Sand
Stretchsilky-Leder
WEITE: K

2 ART.: 70500.2.642
REF.: Dunkelblau Leder mit Dunkelblau
Lizard-Leder und Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

CLAUDIA LACE



(MIT MEDIALEM REIßVERSCHLUSS)

DAMENSCHUHE ART. 7203

1 ART.: 70055.2.001 2
REF.: Schwarz Nubuk mit
Schwarzem Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M

HAUSSCHUHE

PURE CARE 2023-2024







HAUSSCHUHE

INSPIRATION LACE



DAMENSCHUHE ART. 7005

I ART.: 70800.5.701
REF.: Mikrofaser, rot
WEITE: K



HAUSSCHUHE

INSPIRATION VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7103

1 ART.: 70801.5.001
REF.: Mikrofaser, schwarz
WEITEN: K /M


2 ART.: 70801.5.501
REF.: Mikrofaser, taupe
WEITEN: K /M

HERRENSCHUHE

PURE CARE 2023-2024







GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



CHALLENGER



(MIT LATERALEM
REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE ART. 7701

1 ART.: 70205.2.292
REF.: Dunkelblau Nubuk
mit Grau Nubuk und
Stretchsilky-Leder in Blau
WEITEN: K/M

2 ART.: 70205.3.004
REF.: Schwarz Grain Leder mit
Schwarzem Stretch-Leder
WEITEN: K/M

3 ART.: 70205.2.301
REF.: Braun/Navy Leder und
Stretchsilky-Leder in Braun
WEITEN: K/M

4 ART.: 70205.2.449
REF.: Sand/Orange Nubuk und
Stretchsilky-Leder in Sand
WEITE: K

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

BRAVE LACE

HERRENSCHUHE ART. 7700

I ART.: 70207.2.815
REF.: Grey Nubuck met Grey
Stretch Silky-Leather
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



SAN FRANCISCO

HERRENSCHUHE ART. 7504

1 ART.: 70206.3.331
REF.: Braun (Cognac) mit
Blau Leder und Braun
Stretchleder

WEITEN: K/M

2 ART.: 70206.2.227
REF.: Dunkelblau Nubuk mit
Schwarzem Leder und
Stretchsilky-Leder in Blau

WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

ORLANDO LACE

HERRENSCHUHE ART. 7501

I ART.: 70202.3.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M /O | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT | O = 16MM *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

SAILOR VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7503

I ART.: 70201.2.301
REF.: Braun Leder mit Braun
Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M und O*.

**Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.*

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT*

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



BRAVE VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7700

I ART.: 70208.2.001
REF.: Schwarz Nubuk mit Schwarzem
Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M



ORLANDO VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7501

1 ART.: 70203.3.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder
WEITEN: K/M

2 ART.: 70203.3.301
REF.: Braun Leder mit Braun
Stretchleder
WEITEN: K/M





OLAV VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7602

1 ART.: 70204.3.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder
WEITE: M

2 ART.: 70204.3.301
REF.: Braun Leder mit
Stretchleder in Braun
WEITE: M



GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



TRAVELLER LACE



(MIT MEDIALEM
REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE ART. 7702

1 ART.: 70209.2.301
REF.: Braun Nubuk/Leder und
Stretchleder in Braun
WEITE: K

2 ART.: 70209.2.001
REF.: Schwarz Nubuk/Leder mit
Schwarz Stretchsilky-Leder
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

M = WEIT *

* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

41

NIMCO



1.

NEW YORK

HERRENSCHUHE ART. 7502

1 ART.: 70300.3.001
REF.: Schwarz Leder mit
Schwarzem Stretchleder
WEITE: M

HAUSSCHUHE

PURE CARE 2023-2024







HAUSSCHUHE

LUCA LACE



HERRENSCHUHE ART. 7507

I ART.: 70900.5.001
REF.: Mikrofaser, schwarz
WEITE: K



HAUSSCHUHE

LUCA VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7601

1 ART.: 70901.5.001
REF.: Mikrofaser, schwarz
WEITEN: K/M/O*

2 ART.: 70901.5.801
REF.: Mikrofaser, grau
WEITEN: K/M

*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.





PURE CARE

by NIMCO

Unsere Spezialschuhe für Diabetiker bieten eine Reihe von Vorteilen für Menschen, die Komfort und Unterstützung suchen. Mit ihren speziellen Eigenschaften lindern diese Schuhe Fußschmerzen und bieten Stabilität. Außerdem passen sie sich an individuelle Einlagen an und gewährleisten so eine individuelle Passform für optimale Fußgesundheit. Mit ihrem Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität verbessern unsere Spezialschuhe die allgemeine Mobilität und die Lebensqualität.

Walk Better, Feel Amazing, Live Well.

NIMCO MADE FOR YOU

FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DEN EINBAU DER VIPREX®-SOHLENVERSTEIFUNG IN DIE NIMCO DIABETIKER-SCHUHE

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte. Die Anweisung ist notwendig, um die Anforderungen an die - nach DDG definierte Schuhversorgung für Diabetiker - zu erfüllen.

MATERIALKOMPONENTEN:

Glasfaser-Polypropylen

VERWENDETER KLEBER:

Neoprenkleber

ARBEITSSCHRITTE:

- 1 Entfernen Sie die Schnürriemen und die innenliegenden Platzhalter.



- 2 Streichen Sie die Brandsohlenbeschichtung erstmalig mit Kleber ein. Die Brandsohlenbeschichtung besteht aus einem Spezialgewirk, welches nach Abschluss des Klebevorgangs eine unlösbare Verbindung ergibt.



- 3 Wählen Sie für die gewünschte Versteifungsintensität die passende VIPREX®-Sohle aus und passen Sie diese auf den Umriss an. **(Siehe Hilfslinien!)** Rauen Sie die Unterseite an und streichen Sie die aufgeraute Seite mit Kleber ein.



- 4 Streichen Sie das Brandsohlengewirk zum zweiten Mal ein. Gut ablüften lassen!



- 5 Erhitzen Sie das Versteifungselement **mittig** (siehe **Bild!**) bei ca. 200 Grad mit dem Heißluftfön.

Hinweis: **Nicht im Bereich der ausgedünnten Ränder erhitzen!**



- 6 Setzen Sie das erhitzte Modul in den Schuh ein.



- 7 Anschließend zügig den Pressvorgang einleiten - entweder mittels Leisten oder Sohlenpresse.



- 8 Mit Hilfe unserer (optional erhältlichen) Brandsohlenschablonen passen Sie die individuelle Bettung an.



- 9 Fertig zur Anprobe / Pedographie.



Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Anwendungstechniker, Herr Ulrich Werle, gerne auch telefonisch unter (01 70) 2 82 33 28 zur Verfügung.

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN:

Sohlenversteifung Damen - Artikel 91114.

Größe I, für: 4,5 / 4 / 3,5 / 3

Größe II, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5

Größe III, für: 9 / 8,5 / 8

Sohlenversteifung Herren - Artikel 91115.

Größe I, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6

Größe II, für 10,5 / 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8

Größe III, für 12 / 11,5 / 11

Tip: Die Sohlenversteifungen für Herren können auch in den Damenmodellen eingesetzt werden, wenn eine stärkere Versteifung erzielt werden soll.

Sicherheitshinweis: Die VIPREX®-Sohlenversteifung ist konform den Anforderungen des MPG. Sie enthält Glasfasern, um eine hohe Stabilität zu erzielen. Das Element wurde im Materialmix so konzipiert, dass beim Schleifvorgang das verschmelzende Polypropylen die austretenden Glasfasern aufnimmt und einbindet. Trotzdem kann es nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glasfasern in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Bitte tragen Sie bei der Verarbeitung deshalb Schutzausrüstung in Form von Atem- und Augenschutz.

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE K

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4 37	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5 38	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6 39	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8 42	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9 43	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE M

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4 37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5 38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6 39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8 42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9 43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE O

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3 36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5 36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4 37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5 37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5 38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5 38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6 39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5 40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7 40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5 41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8 42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5 42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9 43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung. Die Schuhe in der Weite K und M haben einen Bettungsstärke von zirka 10MM. Die Schuhe in der Weite O haben einen Bettungsstärke von zirka 17mm.

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE K

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8 42	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9 43	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10 44	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11 46	304,9	108,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12 47	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE M


Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8 42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9 43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10 44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11 46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12 47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE O

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6 39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5 40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7 40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5 41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8 42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5 42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9 43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5 43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10 44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5 45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11 46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5 46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12 47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

MASSANGABEN SIND NETTO - OHNE EINLAGENSTÄRKE!

1. Länge der Brandsohle 2. Breite am Ballen 3. Ballenmaß
 4. Spannmaß 5. Fersenmaß 6. Zehenhöhe 7. Fersensprengung
 8. Zehensprengung



Unser Team

NIMCO



TIMO
JENNER

E: timo@vfo-jenner.de
T: 0151-17405773

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
40000 - 42999 / 44000 - 48999 /
50000 - 53399 / 53580 - 53999 /
58000 - 59999



STEFFEN
HEILIG

E: steffen@vfo-heilig.de
T: 0160-8068505

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:
20000 t/m 28999



FRANK
WOTKE

E: frank@vfo-wottke.de
T: 0151 - 14995339

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
06260 - 06349 / 06390 - 06599 /
07300 - 07429 / 07700 - 07779 /
14712 - 14715 - 14776 /
29000 - 33999 / 36400 - 36469 /
37000 - 37199 / 37300 - 39999 /
49000 - 49999 / 98001 - 99999



SVEN
BRONNERT

E: sven@vfo-bronnert.de
T: 0170-9040232

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
34000 - 36399 / 36470 - 36999 /
37115 / 37200 / 37213 - 37218 /
37235 / 37242 / 37247 / 37249 /
37269 / 37281 / 37284 / 37287 /
37293 / 37296 / 37299 /
53400 - 53579 / 57000 - 57999 /
60000 - 61999 / 63000 - 63999 /
74700 - 74749 / 74800 - 74939 /
76800 - 76895 / 96106 / 96472 /
96476 / 96487 / 97000 - 97999



BORIS
RICHTER

E: richter@vfo-partner.de
T: 0170-4931685

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
54000 - 56999 / 62000 - 69999



ALEN
HERCEGOVAC

E: hercegovac@vfo-partner.de
T: 0178-8633454

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
70000 - 74699 / 74750 - 74799 /
74940 - 76709 / 76780 - 76799 /
77000 - 79999 / 88000 - 89999



OLIVER
KRAUS

E: info@ok-handelsvertretung.com
T: 0151-15675280

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
80000 - 87999 / 90000 - 96999



RUUD
KROL

E: r.krol@nimco.nl
T: +31 6 2080 0810

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:
00001 - 05999 / 06000 - 06139 /
06170 - 06259 / 06350 - 06389 /
06600 - 06929 / 07001 - 07299 /
07430 - 07699 / 07780 - 09999 /
10000 - 19999 ausser
14712 - 14715 - 14776



FRANS
KRUITWAGEN

E: frans.kruitwagen@nm4y.com
T:+31 6 2256 2966

Vertriebsleiter

UNSER VERSPRECHEN:

Innovation und Tradition Qualität und Design auf höchstem Niveau.

Seit 1904 produzieren wir Schuhe in
erstklassiger Qualität.
Wir fertigen in unserem eigenen Werk
in Portugal auf technologisch neuestem
Stand und beteiligen uns an Forschung und
Entwicklung weltweit.



Familienbetrieb seit 1904





Kundenservice

DEUTSCHLAND

+49(0) 4179 - 755 7910

Email: sales@nm4y.com

Warenretouren melden Sie bitte an bei unserem Kundenservice – wir
veranlassen die Abholung und weitere Bearbeitung.

NIMCO MADE4YOU B.V.

Oude Kleefsebaan 119

6572 AK Berg en Dal | The Netherlands

Tel.: +31 (0)24 684 80 90

Email: sales@nm4y.com